

Kazuń Nowy, dnia 20.02.2018r.

**Numer postępowania: 11/2018/G/CELONKO**

Zamawiający:

**Celon Pharma SA**

ul. Mokra 41A

05-092 Łomianki / Kiełpin

tel.: +48 22 751 74 78

fax: +48 22 751 74 77

e-mail:  paulina.gruszka@celonpharma.com

Numer KRS: 0000437778

NIP : 118 - 16 - 42 – 061

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY**

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr **11/2018/G/CELONKO** z dnia 12.02.2018r. dla firmy CELON PHARMA S.A. W RAMACH PROGRAMU STRATEGMED II **projektu pod nazwą** „Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów”, przedmiotowe zadanie powierza się:

LP	PRODUKT	DOSTAWCA
1.	Papier do drukarek igłowych Sartorius YDP02/03/04, 57 mm x 40 m, 5ea	<b>Sartorius</b>
2.	Taśma barwiąca do drukarki igłowej, EPSON ERC-09B	<b>Sartorius</b>
3.	Tipsy Sartorius 200 ul (10x96)	<b>Sartorius</b>
4.	Set of seals	<b>Metrohm</b>
5.	Dosing Unit 807 Glass 2 - Inteligentna jednostka dozująca z cylindrem szklanym o pojemności 2 ml, wyposażona w system zaworów przestawno-rotacyjnych, komplet wężyków połączeniowych, końcówkę dozującą z zaworem antydyfuzyjnym oraz chip elektroniczny, pozwalający na zapisywanie danych o stosowanym odczynniku	<b>Metrohm</b>
6.	X-long fittings and ferrules, SS, 10/pk	<b>Labstore</b>
7.	Front ferrules 1/16" SS 10/PK 1/16" stainless steel	<b>Labstore</b>

**Celon Pharma S.A.**

Biuro: Ogrodowa 2A

05-092 Kiełpin / Łomianki

tel.: +48 22 751 59 33

fax: +48 22 751 44 58

e-mail: info@celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek

Numer KRS: 0000437778

Wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 PLN

NIP : 118 – 16 – 42 – 061, REGON : 015181033

[www.celonpharma.com](http://www.celonpharma.com)

8.	Back ferrules 1/16" SS 10/PK 1/16" stainless steel	<b>Labstore</b>
9.	Flex capillary, 0.12x105mm, no fittings	<b>Labstore</b>
10.	Flexible tubing, 280 mm, 0.12 mm id	<b>Labstore</b>
11.	Flexible tubing, 150 mm 1., 0.12 mm id	<b>Labstore</b>
12.	Flex capillary. 0.12x500mm no fittings	<b>Labstore</b>

#### UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z umieszczeniem zapytania na stronie internetowej: <http://celonpharma.com/category/zapof/> oraz wysłaniem zapytania do 3 oferentów; do zamawiającego wpłynęły 3 oferty spełniające formalne kryteria wyboru. Zamawiający wybrał ofertę korzystną pod względem zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny.

*Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.*